

# BH Banc développé couché - noir

**gymna**

Art: 564260 | Marque: BH



## Informations sur le produit

Banc d'entraînement solide pour effectuer des exercices de développé couché.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- banc inclinable horizontal avec coussin injecté : assure une posture correcte du corps et empêche le rembourrage de se déformer ou l'accumulation de bactéries.
- la conception du banc d'entraînement permet un entraînement maximal et biomécaniquement correct
- cadre renforcé pour plus de sécurité et de stabilité
- 3 positions d'entraînement pour la barre olympique
- 4 points de suspension pour ranger les disques de musculation
- barre et disques non inclus

## Spécifications

- dimensions (L x l x H): 170 x 166 x 137 cm
- poids: 69 kg
- couleur châssis: noir, revêtement coussin: gris foncé