

## portatif

Art: 568560 | Marque: [CLARIUS](#)



## Informations sur le produit

Le **VENTILATEUR CLARIUS** est un dispositif léger qui se fixe à l'extérieur des échographes Clarius

- pour **réduire la chaleur**.
- et pour **augmenter la durée de l'échographie jusqu'à 45-60 minutes en continu** (en fonction du modèle, de l'application et du mode d'imagerie).

### MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT AUTOMATIQUES

Une fois l'unité de ventilation fixée à votre échographe Clarius,

- le ventilateur **se met automatiquement en marche** lorsque l'échographe **atteint un certain seuil de température**.
- le ventilateur **s'arrête automatiquement** lorsque la température de l'échographe **est à nouveau proche de la température ambiante**.