Hydrocollator E-2 incl. 3 compresses standard, 2



compresses grandes, 1 compresse cervicale

Art: 560231



Informations sur le produit

Chauffe-compresses en acier inoxydable, modèle de table. Pour usage continu.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- équipé d'une grille amovible pour ranger les compresses en position verticale pendant le chauffage et d'une conduite d'évacuation avec robinet.
- température 70 °C (+/- 10 %).
- protection contre la surchauffe.
- puissance 1000 W.
- isolation intégrale en fibre de verre pour éviter les pertes de chaleur.
- fourni avec les Hotpacs suivants :
- $2 \times \text{grand} (38 \times 60 \text{cm}).$
- $3 \times \text{standard}$ (25 x 30cm).
- 1 x cervical (60cm).