

Tonkey EggBall - ballon d'exercice - 65 cm - gris

gymna

Art: 585744 | Marque: [TONKEY](#)



Informations sur le produit

Le **Tonkey Eggball** est l'outil idéal pour tous ceux qui souhaitent faire des exercices en toute sécurité et avec **une plus grande stabilité**. Grâce à la forme ovale caractéristique de ce ballon, il offre une plus grande surface de contact avec le sol et donc une plus grande stabilité. De plus, deux personnes peuvent s'asseoir en même temps sur l'Eggball. Le matériau exclusif breveté offre **une meilleure prise en main tout en étant doux au toucher**.

Spécifications

- Système anti-éclatement : en cas de dommages accidentels dus à de petites coupures ou à des trous, le ballon se dégonfle lentement et n'explose pas.
- Couleur : gris foncé
- Diamètre : 65 cm
- Longueur : 95 cm
- Convient aux personnes de 155 ans et plus.
- Poids durable : 400 kg
- MDR Classe 1
- Contenu de la boîte : eggball + valve + manuel d'exercices