

Bandes d'exercices MoVeS - 45,5 m - extra léger - **gymna**

beige

Art: 527010 | Marque: MOVES



Informations sur le produit

Les bandes MoVeS sont **des bandes d'exercice élastiques** en latex de qualité supérieure. La caractéristique unique **Snap-Stop** les rend **résistantes à l'usure et aux déchirures**. Le patient réalise donc son entraînement **en toute sécurité**. Ces bandes peuvent parfaitement être données au patient pour qu'il s'entraîne chez lui.

Les MoVeS permettent d'améliorer :

- Force musculaire : concentrique et excentrique.
- La mobilité.
- La coordination des groupes musculaires.

SPÉCIFICATIONS DE LA BANDE MoVeS

- **Longueur : 45,5 m.**
- La résistance est déterminée par l'étirement (linéaire) et l'épaisseur/la couleur des bandes.
- 6 niveaux de résistance différents :
 - beige : extra léger
 - jaune : léger
 - rouge : moyen
 - vert : fort
 - bleu : extra fort
 - noir : spéciale fort

- **Sans poudre:** moins de 2mg/dm².

VOTRE KIT MoVeS COMPREND

- Une grande bobine de 45,5 mètres.
- Emballée dans une boîte pratique avec une découpe pour faciliter **le déroulement et la découpe** de la bande d'exercice à la bonne longueur.