

Powerweb Combo - beige + rouge - extra léger +

gymna

moyen

Art: 531010 | Marque: [MOVES](#)



Informations sur le produit

Un outil d'exercices pour le doigt, la main, le poignet et l'avant-bras.

Le Power-Web Combo offre 2 résistances en 1.

Applications :

- permet de faire chaque mouvement: p.ex. flexion, extension, opposition, pronation, supination, ...
- exercices des deux mains en même temps aussi qu'un seul doigt séparément.
- la résistance peut être adaptée en changeant la position de la main.
- approprié pour chaque taille et niveau de force des mains.

Spécifications

- Ø 36 cm
- poids: 450 g