

Ergofit Cross 4000 MED - blanc

gymna

Art: 580301 | Marque: [ERGOFIT](#)



Informations sur le produit

CROSS-ERGOMETRE de qualité supérieure doté d'une technique et d'une technologie exceptionnelles et fiables pour la rééducation et l'entraînement (sportif) cardiovasculaires.

- pour un usage professionnel, avec mouvement de marche elliptique pour des mouvements naturels et confortables qui épargnent au maximum les articulations.
- le mouvement peut se faire vers l'avant comme vers l'arrière, avec ou sans mouvement des bras.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- vélo elliptique avec enjambée très basse.
- accès facile, repose-main fixe.
- un mouvement court et fluide.
- arrêt de sécurité.
- entraînement selon le rythme cardiaque (via une ceinture Polar avec émetteur fournie).
- commande simple.
- frein électromagnétique.
- portée : charge de départ faible : 15 - 200 niveaux par incrément de 5.
- plage de pas : 15-200 pas/min.
- poids utilisateur max.: 200 kg.
- transportable, équipé de 2 roulettes.
- langue à sélectionner sur l'écran.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- possibilités d'entraînement : manuel, manuel countdown, cardio, profils.
- paramètres affichés sur l'écran : WATT, PULSE, TIME, DIST., T/MIN, KCAL.
- dimensions (LxlxH): 190 x 66 x 170 cm
- poids: +/- 102 kg.

OPTIONS DE SÉLECTION

- cadre : blanc ou anthracite.
- écran : écran graphique LED avec boutons poussoirs ou écran tactile couleur.
- exécution : standard ou MED (examen médical selon MDR).
- chip : équipée d'un lecteur RFID (compatible avec le logiciel Vitality care).