

Marteau à réflexe Babinsky - 20 cm

gymna

Art: 9149154 | Marque: [KAWE](#)



Informations sur le produit

Le marteau à réflexe babinsky est réglable dans les deux sens et équipé d'une tête ronde. Le manche est en acier inoxydable pour plus de durabilité et de longévité.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Réglable dans les deux sens
- Muni d'une tête ronde en acier RSV
- 20 cm de long

CONTENU

- 1x marteau à réflexe Babinsky