

# ARTZT Vintage Series - cube

**gymna**

Art: 577188 | Marque: [ARTZT VITALITY](#)



## Informations sur le produit

Utilisez le CUBE ARTZ SÉRIE VINTAGE **comme cube assis, plyobox ou entraîneur de stabilité.**

- la mousse souple à l'intérieur du cube fournit **l'instabilité** nécessaire pendant l'entraînement (pliométrique) ou donne le confort assis et couché désiré !
- le cube est fabriqué dans le même tissu de haute qualité que le [tapis de gymnastique Artzt Vintage Series](#).
- dans les coins, les accents en cuir - finis à la main - donnent un 'look vintage' parfait.

## Spécifications

- Dimensions : 50 x 50 x 50 cm
- Poids : 5,16 kg
- Lavable et/ou désinfectable
- Matériau intérieur : mousse PUR
- Courroie en cuir pour faciliter le transport
- Fabriqué en Allemagne