

## blanc

Art: 502162 | Marque: [OMRON](#)



## Informations sur le produit

TENSIOMÈTRE OMRON M6 COMFORT : appareil avec **validation clinique, diabétique et grossesse** pour une mesure automatique rapide et précise de la pression artérielle. Recommandé par les cardiologues comme **tensiomètre très précis avec mesure de la pression artérielle moyenne pour une utilisation à domicile**. Egalement pour les cabinets médicaux et paramédicaux, les maisons de retraite, les écoles, les centres de soins résidentiels, les maisons de retraite, ... MOYENNE DE 3 MESURES CONSÉCUTIVES

- le tensiomètre Omron M6 Comfort se distingue par **ses 3 mesures consécutives à intervalles de 30 secondes** donnant une indication **encore plus précise** de la pression artérielle

### DETECTION FIBRILLATION AURICULAIRE, RYTHME CARDIAQUE IRRÉGULIER ET HYPERTENSION ARTÉRIELLE

- détecte et affiche avec un symbole la **fibrillation auriculaire** (AFib ou AF - tremblement du rythme cardiaque irrégulier qui peut entraîner des complications cardiaques)
- détecte également un **battement de coeur irrégulier** (arythmie).
- LED rouge indiquant une **haute pression sanguine** quand elle était supérieure à la valeur normale pendant la mesure

### FACILE À UTILISER

- appliquer le brassard 'Intelli Wrap' unique d'Omron au moins un doigt au-dessus du coude.
- **un seul bouton de commande** : appuyez sur START et votre tensiomètre Omron M6 Comfort commence à mesurer

- la mesure s'arrête automatiquement avec l'affichage de la pression artérielle et du rythme cardiaque

### **BRASSARD INTELLIGENT**

- **signal** si le brassard n'est pas correctement attaché
- **le détecteur de mouvements** vous permet de savoir s'il y a trop de mouvements pour obtenir une mesure précise de la tension artérielle
- technologie 'intellisense' :
  - pompe le brassard préformé toujours à la **pression correcte** (jamais trop fort)
- **mesure précise 360°** quelle que soit la position du brassard autour du bras

### **AUTRES SPÉCIFICATIONS M6**

- calcul possible **de la moyenne de la semaine** matin et soir
- stockage de 100 mesures par utilisateur
- compact (l x l x h) : 191 x 120 x 85 mm - 460 g
- fourni dans un étui, comprenant un brassard Intelli Wrap (220 à 420 mm de circonférence) et des piles

*Répond aux exigences de la Société européenne d'hypertension artérielle.*