

Sangle élastique 4D PRO - blanc/léger (2 pcs)

gymna

Art: 577457 | Marque: 4D PRO



Informations sur le produit

Les sangles de résistance élastique BLANCHES pour le 4D PRO ReAction trainer offrent **une résistance de 50 % de moins** que les sangles rouges qui sont livrées en standard avec le trainer. Ces sangles sont conseillées pour :

- enfants moins de 40 kg. /li > li > la détermination plus précise de la résistance en combinaison avec 1 ou 2 rouge sangles rouges. /li > /ul >