


# Airex Balance Pad Cloud - 50 x 41 x 6 cm - rouge

**gymna**

Art: 325537 | Marque: [AIREX](#)



## Informations sur le produit

Coussin d'équilibre Airex Balance Pad CLOUD : la variante plus souple et plus instable de la gamme Balance Pad Elite. LA GAMME AIREX BALANCE PAD

- Airex Balance Pad SOLID : le plus facile à pratiquer, car le plus dur et le plus dense ; idéal pour la phase de rééducation aiguë (art. 325 536).
- LAirex Balance Pad ELITE : instabilité moyenne, le coussin d'équilibre standard pour chaque kinésithérapeute (art. 325 53x).
- LAirex Balance Pad CLOUD : le plus instable, le plus haut niveau de difficulté.

### BALANCE PAD DE QUALITÉ

- matériau durable en mousse emprisonnant des millions de bulles d'air, lesquelles assurent un déséquilibre continu lorsque l'on se tient sur le coussin d'équilibre considéré.
- structure à cellules fermées :
  - imperméable à l'eau
  - lavable à l'eau (savonneuse)
  - très hygiénique grâce à un revêtement de surface antimicrobien (qui rend toute désinfection superflue).
- structure gaufrée offrant une surface **antidérapante** sur le dessus et le dessous
- usage sans chaussures garantissant une durabilité accrue du balance pad.

### APPLICATION EN KINÉSITHÉRAPIE

- idéal pour les **phases ultérieures** de revalidation et d'entraînement fonctionnel en raison **de sa grande instabilité**.
  - entraînement à la proprioception, la stabilité, la flexibilité, la coordination et la force.
  - stimulation sensorielle.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- dimensions (L x l x h) : 50 x 41 x 6 cm environ
- poids : 0,8 kg environ
- couleur : rubis.