

# Artzt Vitality harnais

**gymna**

Art: 577169 | Marque: ARTZT VITALITY



## Informations sur le produit

Ce HARNAIS Artzt Vitality permet d'entraîner la course à pied et le sprint contre une résistance. De manière confortable, et en toute sécurité. CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- extérieur en nylon, de la mousse à l'intérieur.
  - le rembourrage à l'intérieur permet de s'entraîner confortablement.
- muni de 4 yeux solides en métal.
- un mousqueton robuste ferme le harnais et fixe celui-ci à l'entraîneur de résistance.
- résistant aux forces de traction élevées.

### ENTRETIEN

- nettoyer le revêtement en nylon avec une brosse douce ou un chiffon humide.