

# Nu-Tek Levator Mini entraîneur du plancher pelvien ***gymna***

## - stimulateur musculaire

Art: 107335



## Informations sur le produit

Le Nu-Tek Levator Mini est un appareil d'électrostimulation compact destiné au traitement ou à l'amélioration de :

- différents types d'incontinence urinaire (à l'effort, par impériosité, mixte) et fécale
- les affections résultant d'un affaiblissement des muscles du plancher pelvien
- la douleur dans la région du plancher pelvien
- la fonction de la vessie par la stimulation du N.tibialis
- gêne et perception sexuelles
- plaintes pendant la ménopause

L'appareil convient aussi bien aux patients qu'aux professionnels de la santé : 20 programmes préprogrammés et 2 programmes libres permettent d'ajuster le Levator Mini très rapidement et spécifiquement aux besoins de l'utilisateur. La fonction de verrouillage garantit que les paramètres préprogrammés ne peuvent pas être ajustés (accidentellement) par le patient.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- électrostimulateur à 2 canaux
- 20 traitements fixes et 2 traitements librement programmables
- mémoire interne pour les 30 derniers traitements
- fonction de verrouillage
- minuterie : 1 - 60 min
- intensité : 0 - 90 mA
- temps d'impulsion/durée d'impulsion : 50 - 450  $\mu$ s
- fréquence des impulsions : 2 - 100 Hz
- arrêt automatique après 2 minutes d'inactivité

## Spécifications

- dimensions : 109 x 68 x 27 mm
- fourni en standard avec :
  - 4 piles AAA
  - sonde de stimulation vaginale
  - 2 électrodes de surface autocollantes 5x10 cm
  - 2 câbles d'électrodes
  - une mallette de transport pratique
  - clip de fixation pour attacher l'appareil aux vêtements
- *Compatible avec les sondes [Qines vaginales \(art. 500900\)](#) et [anales \(art. 500904\)](#) (non incluses)*