

Nohrd Hedgehock - chêne

gymna

Art: 566952 | Marque: NOHRD



Informations sur le produit

Ce tabouret en bois vous offre une expérience d'assise unique. Non seulement un beau design, mais aussi le confort : les 49 blocs de siège en bois individuels reposent sur un mécanisme à ressort et sont pressés individuellement lorsque vous vous asseyez. Idéal comme siège dans la salle d'attente.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 45 x 45 x 45 cm
- 49 cubes de siège individuels en bois plein
- sur roues, si facilement déplaçables
- disponible dans différents types de bois