

Ergofit Cycle 457 MED - antraciet

gymna

Art: 505315 | Merk: [ERGOFIT](#)



Productinformatie

De ERGOFIT CYCLE 457 MED is een **fietsergometer** voor efficiënte **cardiovasculaire revalidatie**, training of sporttraining, **met testprogramma's**.

Zeer solide en stabiele fiets voor **medisch gebruik**, uiterst nauwkeurig (MED).

ALGEMENE KENMERKEN

- **extra brede en lage instap.**
- hartslaggestuurde training (via Polar borstband of via handgrepen).
- eenvoudige bediening.
- massief vlieg wiel voor een optimaal trapgevoel.
- bereik: **lage startbelasting**: 0 - 400 W in stappen van 5 W.
- toerental: 20 - 120 t/min.
- max. belasting: 180 kg.
- verrijdbaar, voorzien van 2 wieltjes.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- trainingsmogelijkheden:
 - manueel, manueel countdown,
 - hartslaggestuurd, hartslaggestuurd countdown,
 - 5 vaste profielen, 8 vrije profielen, World Health Organization profielen.
- **3 testprogramma's.**
- toerental-onafhankelijk.
- zadel horizontaal en verticaal traploos verstelbaar **via gasveer.**
- **accuraatheid: 5 % DIN VDE 750-238 (MED).**
- externe aansluiting RS 232.
- gecontroleerd trainen via ECG mogelijk.
- taal te selecteren op het display.

- veiligheidsklasse en isolatietype: klasse I type B (MED).

Specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 120 x 62 x 140 cm
- Gewicht: 55 kg
- Max. gebruikersgewicht: 180 kg