

BH Magsys - Magdouble

gymna

Art: 564730 | Merk: BH



Productinformatie

BH Magsys is een modulaair systeem voor functional training, suspensietraining, oefenen met elastische weerstand, HIIT, crosstraining, individuele of groepstraining, ...

- 100% aanpasbaar waardoor u het beste haalt uit iedere ruimte.
- de versterkte structuur – uit 33 mm dik staal – is te bevestigen tegen de muur of in de vloer (afhankelijk van het model).
- elk model (wall, basisstructuur) is voorzien van een sportraam, haken en ophangpunten voor suspensietrainers, elastieken, battle ropes, ... maar kan ook uitgebreid worden met open en gesloten leggers voor het opbergen van oefenmateriaal, land mines, dip station en step station.

BH MAGSYS - MAGDOUBLE

Vrijstaande basisstructuur – aan weerszijden te gebruiken.

- 1 sportraam met 11 sporten.
- 2 naar elke kant uitstekende pull up bars.
- 4 ophangpunten.
- 4 haken (onderaan) voor elastieken, battleropes, ...
- afmetingen (b x h x d): 120 x 254 x 225 cm.
- gewicht: 215 kg.
- wordt in de vloer grond bevestigd.
- geschikt om 5 à 6 personen tegelijk te laten werken.

Accessoires zoals leggers, landmine, ... zijn apart verkrijgbaar en niet inbegrepen.

Uw vertegenwoordiger adviseert u graag bij het samenstellen van de BH Magsys modules die het best passen in uw praktijk of oefenzaal.