



Productinformatie

De **Desmotec Med combo** is een unieke combinatie van vliegwieltraining en balans. Het bestaat uit 2 toestellen: de **V.Minim med** en **E.board minim med**, beiden herkenbaar door de lichtgrijze kleur. Deze toestellen zijn apart maar ook in combinatie met elkaar te gebruiken, en bieden zo een **all in one** oplossing voor het trainen en evalueren van onderste ledematen. Ideaal voor praktijken waar elke m² telt.

De **Desmotec V.Minim med** is een licht, compact en draagbaar **iso-inertieel** trainingsapparaat / trekapparaat dat zich hét basisapparaat voor **vliegwieltraining of flywheel** mag noemen.

- wordt gebruikt voor oefenen in **gesloten en open keten**.
- maakt gebruik van vliegwieltechnologie met gewichtsschijven.
- geringe afmetingen, laag gewicht en vele bevestigingsmogelijkheden, in- of outdoor.
- in deze uitvoering beschikt het toestel over **sensoren** die communiceren met een app voor onmiddellijke feedback.

De **Desmotec E.board minim** is het kleine broertje van het E.board, een krachtenplatform met 4 load cells, bedoeld voor evaluatie en trainen van:

- balans
- kracht
- sprong
- explosiviteit

Via de meegeleverde **tablet** en de **D.soft app** - een applicatie die communiceert met het krachtenplatform - evalueert u de patiënt of sporter in real time en kunt u bijsturen waar nodig. Met een speciaal daarvoor voorziene docking station **klikt de V.Minim vast op het E.board**. Hierdoor kan zowel kracht van onderste ledematen als balans tegelijk getraind en geëvalueerd worden.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- geschikt voor patiënten in elke fase van de revalidatie
- draagbaar en compact
- verschillende bevestigingsmogelijkheden V.mini:
 - sportraambevestiging: past rond de horizontale barren van elk sportraam (standaard meegeleverd)
 - muurbevestiging: voor montage tegen een muur.
 - universele bevestiging: montage met straps rond een vaste structuur met grote diameter (paal, boom, ...).
 - grondbevestiging: kan buiten in een zachte ondergrond gemonteerd worden (gras, zand, sneeuw, aarde, ...).
 - klembevestiging: rigide, metalen klem voor montage rond een vaste structuur met kleinere diameter (bv. trainingstoestel, behandeltafel, ...).
 - op het docking station van het E.board mini
- afhankelijk van de oefening kiest u uit **verschillende gordels, bars en grips**.
- grote bewegingsvrijheid, onafhankelijkheid van de zwaartekracht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

V.Mini med:

- gewicht: 3 kg
- afmetingen: 30 cm
- Standaard toebehoren: 1 x universele sangel, set inertieschijven(3 x large), 1 x dubbele pulley voor verdubbeling weerstand, 1 x sportraambevestiging, 1 x elastic kit.

E.Mini med:

- gewicht: 14 kg
- afmetingen (l x b x h): 60 x 40 x 7 cm
- standaard geleverd met tablet, D.soft en tablethouder

Voldoet aan de Europese medische richtlijn 2017/745, klasse 1a.