

# Littmann stethoscoop Cardiology IV SE - navy blue **gymna** - high polish rainbow chestpiece - black stem

Art: 586242 | Merk: LITTMANN

€ 279,75 € 349,69

Stukprijs incl. BTW.



## Productinformatie

De Cardiology IV stethoscoop is ontworpen om u te helpen het nauwelijks hoorbare te horen - de geluiden die u net iets meer kunnen vertellen over de conditie van een patiënt.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- Betere hoorbaarheid van hoogfrequente geluiden\* helpt u om meer te leren over de conditie van uw patiënt
- Enkeldelig instelbare membranen laten u zowel hoog- als laagfrequente geluiden horen aan zowel de volwassenen- als de pediatrie zijde van het borststuk
- Pediatrie zijde kan worden omgezet naar een open kelk. Verwijder het enkeldelig membraan en vervang deze met een antikoudering
- Open kelk blijft vrij van vuil en resten door het af te sluiten met het kleine membraan
- Dubbel lumen slang combineert twee geluidspaden in een buis, het traditionele geluid van

langs elkaar schurende slangen behoort daarmee tot het verleden

- Ze bevatten geen natuurrubber (latex) of ftalaatweekmakers. De nieuwe generatie slangen is duurzamer en beter bestand tegen huidoliën en alcohol
- Zeven jaar garantie

#### **OPTIES**

- Kleur slang: bordeaux - caribisch blauw - framboos - grijs - kakigroen - marineblauw - pruim - turkoois - zwart.
- Afwerking borststuk: bewerkt roestvrij staal - champagnekleurig - smoke - goudkleurig - high polish - high polish smoke - regenboog - spiegel - zwart.

\*Kant volwassenen, flinke druk.