

# Jacket Lympha-mat - rechts - grijs - connector wit

**gymna**

Art: 110200 | Merk: LYMPHAMAT



## Productinformatie

Deze halve 'jas' is een manchet voor lymfedrainage van de rechterarm én het rechter bovenste kwadrant van de romp.

### ALGEMENE KENMERKEN

- Vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen die extreem belastbaar zijn.
- Makkelijk te reinigen (kan in de wasmachine mits het in acht nemen van bepaalde was instructies) en te desinfecteren.
- 100% huidvriendelijk.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- 12 elkaar overlappende luchtkamers waarbij de druk gradueel afneemt.
- De compressie begint bij de vingertoppen en gaat via de armen naar de rug, thorax en buik.
- De druk wordt aan 1 zijde opgebouwd, aan de contralaterale zijde wordt de manchet vastgemaakt met een 'bolero' zonder compressie.
- De luchttoevoer gebeurt via het ruggedeelte voor een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid en draagcomfort.
- Kleur: grijs.
- Voor patiënten met een armotrek tot 55 cm en een buikotrek tot 134 cm.
- Optionele verbredingsstukken:
  - voor **arm** 10 cm.
  - voor **rug** 13 cm.
  - voor **borst** 13 cm.

*De grijze connector is ontworpen voor de [Lympha-mat Digital](#).*

*De witte connector is ontworpen voor de [Lympha-mat 300N](#).*

*Beide connectoren passen echter op beide toestellen (en op de 300Plus).*

