

Kompres Sterilux - 8 lagen - 5 x 5 cm (100 st)

gymna

Art: 9023120 | Merk: [HARTMANN](#)



Productinformatie

Klassiek gaascompres met gevouwen zelfkanten **voor de algemene wondverzorging**, bij de eerste behandeling van vuile, geïnfecteerde en zeer excuderende wonden **of als depper bij kleinere operatieve ingrepen**.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- vervaardigd uit **absorberend katoengas**.
- niet steriel.
- met **gevouwen zelfkanten**.
- kan verschillende keren worden **opengevouwen zonder rafelvorming**.
- sterk absorberend.
- luchtdoorlatend.
- zacht en soepel.