

# BH Magsys - Magwall II

**gymna**

Art: 564705 | Merk: BH



## Productinformatie

**BH Magsys is een modulaair systeem voor functional training, suspensietraining, oefenen met elastische weerstand, HIIT, crosstraining, individuele of groepstraining, .**

- 100% aanpasbaar waardoor u het beste haalt uit iedere ruimte.
- de versterkte structuur - uit 33 mm dik staal - is te bevestigen tegen de muur of in de vloer (afhankelijk van het model).
- elk model (wall, basisstructuur) is voorzien van een sportraam, haken en ophangpunten voor suspensietrainers, elastieken, battle ropes, . maar kan ook uitgebreid worden met open en gesloten leggers voor het opbergen van oefenmateriaal, land mines, dip station en step station.

### BH MAGSYS - MAGWALL II

**2 x Magwall I - naast en tegen elkaar gemonteerd.**

- 2 sportramen met 11 sporten elk.
- 2 naar voor uitstekende pull up bars.
- 3 ophangpunten.
- 3 haken (onderaan) voor elastieken, battleropes, .
- afmetingen (b x h x d): 240 x 254 x 115 cm.
- gewicht: 364 kg.
- wordt (bij voorkeur) tegen de muur bevestigd.

Accessoires zoals leggers, landmine, . zijn apart verkrijgbaar en niet inbegrepen.

*Uw vertegenwoordiger adviseert u graag bij het samenstellen van de BH Magsys modules die het best passen in uw praktijk of oefenzaal.*