

Kwell Spring Collar - diam. 50 mm - 2 st

Art: 579132 | Merk: **KWELL**

gymna

€ 12,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De **Kwell Spring Collar** is een paar traditionele clip-on verchromde stalen schijfveren voor een praktische en veilige vergrendeling van gewichtsschijven op halterstangen van diameter 50 mm.

Specificaties

- Diameter: 50 mm
- Compatibel met olympische halterstangen en/of halterstangen met adapters
- Verkocht per paar