

Zitkruk - standaard - zwart

gymna

Art: 339131



Productinformatie

Een gemakkelijke zitkruk voor in elke praktijk. De verstelbaarheid in hoogte maakt comfortabel zitten in elke situatie mogelijk.

- stabiel zitten met de vijf-armige rolvoet.
- mbv de wielen verplaats je je snel naar de juiste plaats.
- verstelbaar in hoogte: 47 – 62 cm.
- max. gebruikersgewicht: 100 kg.
- eenvoudig te reinigen met een PH-neutraal zeepsopje.
- desinfecteerbaar met alcoholvrije desinfecteermiddelen.
- duurzaam materiaal.
 - kussenbekleding: vinyl.
 - kussenvulling: zacht polyurethaan schuim.
 - onderstel: duurzaam plastic
 - gasveer: ijzer.
- kleur kussen: zwart.