

TORK toiletpapier T3 - soft - gevouwen 2 lagen - karton (30 x 252 vel.)

gymna

Art: 1804206 | Merk: **TORK**

€ 89,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Vellen toiletpapier - 2 lagen - zeer zacht en van een hoge kwaliteit

- passen in de TORK T3 dispenser voor vellen toiletpapier (art. 1805206).
- dosering vel per vel:
 - hygiënisch, men raakt alleen het vel aan dat men gebruikt, **geen kruisbesmetting**.
 - verbruik- en kostenbesparend.
 - voor sanitaire ruimtes met een middelgroot aantal bezoekers, vooral in de gezondheidszorg.
- kleur wit.
- 252 vellen per verpakking.
- EU-ecolabel en FSC-label.