

Omron bloeddrukmeter M3 Comfort - automatisch - ***gymna***

wit

Art: 501162 | Merk: [OMRON](#)



Productinformatie

BLOEDDRUKMETER OMRON M3 COMFORT: **basistoestel** voor een automatische snelle en nauwkeurige bloeddrukmeting! **Klinisch gevalideerde hoogwaardige metingen.** Aanbevolen door cardiologen als **nummer 1 bloeddrukmeter in Europa voor thuisgebruik.** Ook voor paramedische praktijken, verpleeginstellingen, scholen, woon- en zorginstellingen, rusthuizen, fitnesscentra ... **SIGNAAL ONREGELMATIGE HARTSLAG EN HOGE BLOEDDRUK**

- detecteert en toont een symbool wanneer er tijdens de bloeddrukmeting een **onregelmatige hartslag** is vastgesteld.
- rode 'Easy LED' aanduiding van hoge bloeddruk wanneer deze tijdens de meting hoger was dan de normale waarde

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN

- de unieke Intelli Wrap Cuff van Omron bloeddrukmanchet minstens 1 vinger boven de elleboog aanleggen
- **één enkele knop:** druk 'START' en uw Omron M3 Comfort bloeddrukmeter begint te meten
- stopt automatisch met meten, weergave van bloeddruk en hartslag

INTELLIGENTE MANCHET

- **melding** als de manchet niet op de juiste manier is vastgemaakt
- de **lichaamsbewegingsdetector** laat u weten of er te veel beweging is om een nauwkeurige bloeddrukmeting te krijgen
- 'intellisense' technologie:
 - pompt de gevormde manchet altijd op tot **de juiste druk** (nooit te hard)
- **360° nauwkeurige meting** ongeacht de positie van de manchet rond de arm

ANDERE SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

- geheugen voor 2 gebruikers + gast
- slaat 60 metingen per gebruiker op
- compact (l x b x h): 105 x 152 x 85 mm - 340 g
- geleverd in een etui, inclusief Intelli Wrap Cuff (omtrek 220 tot 420 mm) en batterijen

Voldoet aan de eisen van de 'European Society of Hypertension'.