

# BH RCM Pro Med loopband - lange zijrails

**gymna**

Art: 564347 | Merk: BH



## Productinformatie

Deze loopband met breed loopvlak is geschikt voor semi-professioneel gebruik (> 20 u/week) en biedt alle mogelijkheden van een professionele loopband. Dankzij enkele weloverwogen aanpassingen is deze loopband heel makkelijk toegankelijk en inzetbaar bij mensen die moeilijk te been zijn.

### SPECIFIEKE KENMERKEN:

- groot loopoppervlak (55 x 155 cm) voor een comfortabele en veilige workout.
- lange zijrails tot het einde van het loopoppervlak voor extra veiligheid.
- eenvoudige bediening via touchscreen (sneltoetsen voor snelheid en helling).
- zeer lage startsnelheid: 0,5 - 16 km/u, in stappen van 0,1 km/u.
- helling: max. 15%
- wegneembaar opstaptrapje (9 cm): maakt de opstap makkelijker voor mensen die moeilijk te been zijn.
- AC Motor: 3,5 PK
- hartslagmeting via handvaten of via borstgordel (niet meegeleverd)
- ventilator en tablethouder onder display.
- bidonhouder.
- noodstop via magneet en clipbevestiging.
- 2 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Display:
  - LED & Dot matrix scherm met i.concept.
  - FTMS bluetooth technologie maakt het mogelijk om te connecteren met je favoriete fitness apps.
  - 36 preset programma's (profielen)
  - 3 vrij programmeerbare programma's
  - 3 hartslaggestuurd programma's

- Parameters: tijd, afstand, snelheid (km/u), tijd voor 1 km, helling %, calorieverbruik, hartslag

**TECHNISCHE KENMERKEN:**

- Afmetingen LxBxH : 185 x 82 x 154 cm
- Gewicht: 125 kg
- Max. gebruikersgewicht: 180 kg
- Werkt op netstroom.