

Kwell Kettlebell opbergrek - 3 leggers

Art: 579060 | Merk: **KWELL**

gymna

€ 480,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Orde en netheid maken deel uit van die belangrijke kleine details die een oefenruimte

een professionele look geven.

Het Kwell Kettlebell rek is een handig metalen en solide opbergrek voor al die kettlebells die meestal op de vloer grond of in de meest afgelegen hoeken van de oefenruimte worden achtergelaten.

- 3 schuin oplopende leggers zodat de kettlebells makkelijk uit het rek genomen kunnen worden.

Afmetingen (L x B x H): ca. 118 x 76 x 116 cm