

# TORK alcoholgel 80% vulling voor S4 dispenser - 1 **gymna**

L

Art: 1813206 | Merk: **TORK**

€ 28,50 € 30,00

Stukprijs incl. BTW.



## Productinformatie

Vulling met transparante Tork alcoholgel voor handontsmetting en -desinfectie.  
Kwalitatief product voor goede handhygiëne

- vulling voor TORK S4 dispenser (art. 1808206).
- ideaal voor de gezondheidszorg, voldoet zelfs aan de vereisten voor scrubruimten.
- half gel voor veelvuldig gebruik.
- ontsmet en desinfecteert de handen snel.
- hydrateert de huid.
- eenvoudig te verspreiden, plakt niet.
- de hermetisch afgesloten flacon - met doseerpunt - vermindert het risico op kruisbesmetting bij het vullen van de dispenser.
- de flacon wordt vacuüm getrokken naarmate de inhoud vermindert (minder afval).

- inhoud: 1 liter, zuinig in gebruik.

#### Handontsmetting- en reinigingsmethode

- reinig en droog de handen voor gebruik.
- breng 1 à 2 doseringen desinfecterende gel aan op de handen.
- wrijf de ontsmettingsgel in op de volledige handen tot dat deze weer droog zijn (15 - 30 seconden).
- moet niet afgespoeld worden.

#### Ingrediënten

- 80% (w/w) Ethanol, gedenatureerd.
- Alcohol Denat.
- Aqua.
- Panthenol.
- Glycerine.
- Acetyl Alcohol.
- Propylene Glycol.
- Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer.
- Aminomethylpropano.

Voldoet aan EN 1500, EN 12791 en EN 14476\* (\*Norovirus en Rotavirus).