

# Kwell Bumper plate - 2,5 kg - zwart - per stuk

Art: 579121 | Merk: KWELL

**gymna**

€ 35,00

Stukprijs incl. BTW.



## Productinformatie

De **Kwell Bumper plates** zijn professionele met rubber beklede schijven die ontworpen zijn om de val van een geladen halter op de grond te absorberen.

Ze zijn bijzonder geschikt voor krachttraining, functionele training en crosstraining, dankzij hun speciale weerstand tegen intensief gebruik (schokken, vallen, trillingen en stoten).

Deze bumper plate garandeert een stevige en veilige ondersteuning, gelijkmatig verdeeld dankzij **dezelfde buitendiameter** van de schijven - 450 mm voor alle maten - in overeenstemming met de normen van de International Weightlifting Federation.

Ze zijn volledig gemaakt van **geurloos rubber van hoge kwaliteit** met een uitstekende mechanische weerstand en elastische component, wat hun veelzijdigheid vergemakkelijkt. De stevige interne structuur wordt gecombineerd met een comfortabele rubberen coating en een praktische metalen ring om het gat te beschermen, wat het inbrengen en verwijderen op de halterstang vergemakkelijkt.

## Specificaties

- Assortiment (kg): 2,5-5-10-15-20-25

- Buitendiameter (mm): 450
- Binnendiameter (mm): 50
- Tolerantie:  $\pm 5\%$  (van het aangegeven gewicht)
- Compatibel met 50 mm olympische halterstangen
- Diktes:
  - 5 kg: 2,5 cm
  - 10 kg: 4,5 cm
  - 15 kg: 6 cm
  - 20 kg: 7,5 cm
  - 25 kg: 9 cm
- Individueel verkocht