



Productinformatie

De Minivector is een multifunctioneel trainingsapparaat met elastische weerstanden voor training in een gesloten keten. Het is een ideaal instrument voor de eerste fase van iedere conservatieve of post-chirurgische revalidatie. **TOEPASSING**

- gesloten kinetische keten, concentrisch, excentrisch en isometrisch.
- flexie en extensie, abductie en adductie onderste en bovenste ledematen.
- proprioceptie ter stabilisatie van de gewrichten.
- ROM herstel met actieve flexie/extensie.
- gecontroleerde musculaire versterking.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- compact, licht en makkelijk transporteerbaar.
- ook te gebruiken bij de patiënt thuis.
- te gebruiken in bed, op een behandeltafel (voor bovenste ledematen) of op de vloer met een (rol)stoel.
- elastische weerstand regelbaar via 6 elastische rubbers.
- inclineerbare voeten-/handensteun.
- weergave ROM en kracht.
- weerstand: tot ca. 30 kg (met horizontale voetensteun).
- anti-slipvoetjes.
- geleverd met 2 x ROM-stop (Range of Motion) voor het instellen van kortere bewegingsafstanden.

De Easytech Minivector voldoet aan de Europese richtlijn voor productveiligheid 2001/95/EC.