

# Reflexhamer Babinsky

**gymna**

Art: 5305449 | Merk: [RIESTER](#)



## Productinformatie

De babinsky reflexhamer is in twee richtingen verstelbaar en uitgevoerd met een ronde kop. Het handvat is van roestvrij RVS staal voor duurzaamheid en levensduur.

### SPECIFIEKE KENERMERKEN

- In twee richtingen verstelbaar
- Uitgevoerd met ronde kop
- 140 gram
- RSV staal

### INHOUD

- 1x Reflexhamer Babinsky