

## Qines

Art: 576905 | Merk: [QINES](#)



## Productinformatie

- halfrond kussen met plat ondervlak
- voor een goede positionering van uw patiënt.
  - rol voor onder de knie in ruglig.
  - rol voor onder de enkel in buiklig.
- kleur graniet
- kwaliteitsvol kunstleder in PU, te desinfecteren met alcohol of andere gangbare desinfecteermiddelen.
- hoge resistentie tegen veelvuldige wrijving en zweet.
- afgewerkt met een verdoken rits, wat de kans op beschadiging van de tafel tot een minimum herleidt.
- lengte 29 cm, hoogte 10 cm
- made in Belgium.