

Leukotape K - kinesiotape - 5 cm x 5 m - beige

gymna

Art: 505605 | Merk: BSN



Productinformatie

Elastische, kinesiologische tape, met een rek van 130-140% die overeenkomt met de natuurlijke elasticiteit van de menselijke huid.

- Zeer patiëntvriendelijk: latexvrij en ventilerend = optimaal en langdurend draagcomfort.
- ! Uiterst geschikt voor lymfetaping !**
- Uitstekende hechtkracht van het gegolfde acrylaat waardoor deze zich onderscheidt van andere gelijksoortige tapes.
- Een blijvende retentiekraft die essentieel is voor tapeprestaties.
- Mogelijke toepassingen: pijnreductie, ondersteuning van de lymfedrainage, verbetering actieve range of motion, functionele ondersteuning bij spierletsels, verbetering van de proprioceptie, ...
- Gemaakt van 100% katoen.
- Gemakkelijk te verwijderen zonder dat er lijmresten achterblijven.
- Waterbestendig.
- Lengte 5 m, verkrijgbaar in 2 maten (art. 505610) en 4 kleuren, individueel verpakt.