

Blackroll Booster head box

Art: 577144 | Merk: **BLACKROLL**

gymna

€ 143,50 € 205,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De BLACKROLL BOOSTER HEAD BOX maakt de klassieke myofasciale zelfmassage mogelijk in combinatie met de vele voordelen van intense vibraties en verschillende opzetstukken. Het massage-effect versterkt, de spieren ontspannen en de pijn vermindert. Na instructies van de therapeut zelfstandig te gebruiken.

- BLACKROLL BOOSTER, BLACKROLL SLIM en verschillende opzetstukken gecombineerd in één doos.
- de opzetstukken van de BOOSTER HEAD laten toe om zowel zeer plaatselijk als laminair te werken.
- ideaal voor spieractivatie, regeneratie en voor de behandeling van pijnlijke triggerpoints.
- de BLACKROLL SLIM laat een diepere en intensere massage toe doordat deze dunner is dan de BLACKROLL standaard.
- continu aanpasbare vibraties tussen 12 en 56 Hz mogelijk gemaakt door de Vibra Motion Technologie. Bepaalt of het gaat om activerende of recupererende werking

BLACKROLL BOOSTER HEAD OPZETSTUKKEN Behandel pijnpunten en andere moeilijk bereikbare (spannings)punten nu heel eenvoudig.

- druk en vibratie tegelijkertijd.
 - verhoogt de bloedcirculatie.
- opzetstukken in verschillende vormen en maten van hardheid.
 - de verschillende gradaties van hardheid van de kopstukken zorgen – samen met de continu aanpasbare vibraties - voor de meest gunstige intensiteit bij elke behandeling.
- te monteren in drie verschillende hoeken zoals het voor u het beste uitkomt (0°, 45° en 90°).
 - ideaal bij moeilijk bereikbare plaatsen zoals de nek en de heupen.

VEEL TOEPASSINGSMOGELHEDEN IN DE KINESITHERAPIE

- myofasciale release.
- verhoogde mobiliteit van de spieren.
- verminderde spierspanning en stijfheid.
- verbeterde doorbloeding.
- blessure preventie.
- spierregeneratie .
- lymphedrainage.
- helpt bij zowel acute als chronische symptomen.

KWALITATIEF PRODUCT

- 100 % made in Germany.

KARAKTERISTIEKEN

- BOOSTER HEAD BOX bevat: BLACKROLL BOOSTER, BLACKROLL HEAD en BLACKROLL SLIM massagerol (dunner en intenser dan BLACKROLL STANDAARD).
- BOOSTER HEAD bevat 1 x tussenstuk, 1 x sheering hulpstuk, 3 x kopstuk in verschillende hardheden
- afmetingen: BLACKROLL BOOSTER 30,5 x 6 cm – BLACKROLL SLIM massagerol 30 x 10 cm
- gewicht: 1800 g.
- opladen via USB oplader (inbegrepen in de set).
- geleverd met instructieboekje en oefenvoorbeelden.