

Dax dispenser automatisch - wandmodel - 700 ml

gymna

Art: 9053195 | Merk: DAX

€ 118,55 ~~€ 169,25~~

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Waar gebruiken? De automatische dispenser van Dax kan overal worden gebruikt waar het dagelijkse werk een goede handhygiëne vereist. De dispenser is een hulpmiddel in de gezondheids- en ziekenzorg, alsook in de tandheelkunde, kinderopvang en dierenklinieken. **Hoe functioneert de dispenser?** De Dax dispenser werkt met elektronische sensor. U hoeft alleen maar uw handen onder de dispenser te houden en de juiste dosis komt vrij. Elke navulverpakking heeft een doseringsventiel dat verhindert dat lucht en bacteriën in het product terechtkomen. De navullingen hebben een inhoud van 700 ml. **Design** Het bovenste deel van de dispenser is schuin, zodat men er niets op kan leggen. De dispenser is ook zo ontwikkeld dat de wegwerpverpakking van de inhoud gemakkelijk kan worden vervangen. **Houdbaarheid en reiniging** De levensduur van de dispenser bedraagt 250.000 pompbeurten of langer dan tien jaar. De batterijen zijn eenmaal per jaar te vervangen of per 10.000 dosissen. (6x AA alkaline 1,5V of 1x 9V) De

dispenserbehuizing is afwasbaar (90°). **Afmetingen** Wandmodel 120 x 265 x 113 mm