

Dax dispenser - manueel - wandmodel - 1 l

gymna

Art: 9072195 | Merk: [DAX](#)



Productinformatie

Waar gebruiken? De manuele dispenser van Dax voor kan overal worden gebruikt waar het dagelijkse werk een goede handhygiëne vereist. De dispenser is een hulpmiddel in de gezondheids- en ziekenzorg, alsook in de tandheelkunde, kinderopvang en dierenklinieken. **Hoe functioneert de dispenser?** De manuele Dax dispenser werkt met een manuele doseerpomp. U duwt met één hand op de pomp aan de voorkant van de dispenser, en u houdt de palm van uw andere hand 'in een kommetje' onder de dispenser. Elke vulling heeft een doseringsventiel dat verhindert dat lucht en bacteriën in het product terechtkomen. **Design** Deze Dax dispenser is een wandmodel waarvan het bovenste deel schuin is, zodat men er niets op kan leggen. De wegwerpverpakking van de vulling is makkelijk te vervangen. De dispenser wordt geleverd **zonder vulling** (navullingen: art. 9071195 - Dax Clinical vloeibare handonstmetting / art. 9074195 Dax vloeibare zeep - inhoud telkens 1 l). Optioneel kan u de manuele Dax dispenser voorzien van een druppelvanger (art. 9069195).