

Variocar 60 instrumentenwagen / apparatenwagen - **gymna**

1 lade

Art: 9005324 | Merk: [HAEBERLE](#)



Productinformatie

VARIOCAR 60 is een **multifunctionele** instrumentenwagen met een verchroomd buisframe. Met zijn ergonomische handvaten is deze instrumentenwagen **uiterst efficiënt in gebruik**.

SPECIFICATIES

- Stevige frame met 2 leggers.
- Makkelijk te onderhouden en te ontsmetten.
- Eenvoudig in gebruik.
- Verkrijgbaar met **1 - 2 of 3 lades**.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Hoogte: 83 cm - breedte: 60 cm - diepte: 45 cm.
- Kleur: chroom en wit.