

Clinell desinfectiedoekjes medische oppervlakken - ***gymna***

alcoholvrij - thick wipes (100 st)

Art: 9212195 | Merk: [CLINELL](#)



Productinformatie

Clinell Universal Soft desinfectiedoekjes zijn **DIKKE alcoholvrije doekjes** voor de **ontsmetting én reiniging van ZOWEL HANDEN als apparatuur en niet-invasieve medische oppervlakken.**

GESCHIKT VOOR HET DESINFECTEREN VAN DE KUSSENS VAN ALLE GYMNA TAFELS EN BARTHELS ONDERZOEKSTAFELS

EIGENSCHAPPEN

- De **dikke en stevige** spunlace doekjes zijn **érg vochtig** en geschikt voor veelvuldig gebruik.
- Bewezen bactericide, virucide, fungicide en tuberculocide werking: **doodt ten minste 99,99% van de bacteriën en virussen, waaronder het coronavirus.**
- Doeltreffend tegen onder meer MRSA, acinetobacter, VRE, klebsiella, pseudomonas, tbc, norovirus en hepatitis B & C, MERS-Cov.
- Meervoudige werking: werkt als ontsmettings- én schoonmaakmiddel, waardoor diverse soorten doekjes en reinigingsproducten gebruiken overbodig is.
- **Goedkeuring voor ZOWEL ontsmetting van de handen als van oppervlakken.**
- Te gebruiken voor reinigen én desinfecteren van:
 - **HANDEN**
 - tablets, smartphones, telefoons, toetsenborden, betaalterminals, ...
 - oefenmateriaal zoals ballen, halters, elastische banden, ...
 - deurkrukken, lichtsakelaars
 - **onderzoeks- en behandel tafels**, brancards, bedden, ...

VOORDELEN

- Kan worden gebruikt op zichtbaar vuile handen, in tegenstelling tot alcoholgels.
- Alcoholvrij: geen schade aan oppervlakken of materiaal. Ideaal voor gebruik op (ziekenhuis)matrassen en veilig voor gebruik op de meeste soorten rubber, kunststof en metaal.
- Huidvriendelijk en dermatologisch getest. Geen ruwe of droge handen na frequent gebruik.
- **Bewezen effectief tegen CoVid-19: neutraliseert het virus binnen een contacttijd van 30 seconden.**
- Eenvoudig en betrouwbaar: geen verdunningsfouten, omdat de voorgedoseerde doekjes aanhoudend de correcte concentratie afgeven.

AANBEVELINGEN

- De Clinell Universal wipes worden best op hun **zijkant bewaard** om een goede vochtverdeling te behouden.
- Daarom is het aanbevolen om de Clinell Universal wipes te **bewaren in een aangepaste wandbox** - art. 9208195 (plastic) of art. 9064195 (metaal).