



## Productinformatie

Bij de Wellsystem Medical Plus zorgen warme waterstralen met verschillende massagebewegingen voor een weldoende lichaamsmassage van kop tot teen.

- De druk van de waterstralen is instelbaar van 0,5 - 4,0 bar.
- De temperatuur van het water is instelbaar van 25 - 40 °C.
- De lichaamslengte is instelbaar.
- De massagesnelheid is instelbaar.

De warmte van het water dringt door tot in de diepste weefsellagen en stimuleert de doorbloeding zonder de bloedsomloop te belasten. De zachte kracht van het water activeert de stofwisseling, ontspant de musculatuur en lost contracturen en verhardingen op. Wellsystem Medical Plus is een ideale voorbereiding voor uw verdere behandelingen zoals manuele therapie, manipulaties, stretching of fysiotherapie. De combinatie van de kracht van water en warmte is een uniek therapeutisch concept met een veelheid aan positieve effecten:

- Pijndemping.
- Spierrelaxatie.
- Optimalisatie van spierspanning.
- Verhoogde doorbloeding en stofwisseling.
- Veneuze en lymfatische deblokking.
- Versoepeling van het onderhuidse bindweefsel ...

Selectie massagezones:

- Totale lichaam.
- Rug.
- Schoudergordel.
- Lumbaal.
- Benen.

- Sectiemassage, vrij te selecteren.
- Puntmassage, vrij te selecteren.

Massagetypes: doordat de hydrojets onafhankelijk bewegen zijn meerdere massagetypes mogelijk:

- Parallelmassage.
- Spiegelmassage.
- Circulaire massage.
- Parallele strijkmassage.
- Gepulseerde massage.

6 voorgeprogrammeerde programma's:

- Volledig lichaam.
- Volledige rug.
- Bovenrug.
- Onderrug.
- Heupen / dijen.
- Heupen / volledige benen.

De Wellsystem Medical Plus past op minder dan 2,3 m<sup>2</sup>. Het toestel kan uitgebreid worden - optie - met een Wellsystem SPA, een zintuiglijk wellnesscentrum van water, licht, lucht, kleur, aroma en geluid.