

Pure 2 Improve Chin-up bar

Art: 575285 | Merk: PURE2IMPROVE

gymna

€ 64,99

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De **optrekstang** van Pure2Improve is geschikt voor gebruikers van verschillende lengtes en verschillende niveaus. Er is een horizontale stang voorzien waarbij aan elke kant een handvat uitsteekt en parallele stangen die naar voren wijzen. De zachte handgrepen van schuimrubber zijn comfortabel voor de handen. De Pure2Improve chin-up bar is een betrouwbaar trainingsapparaat voor het trainen van hand-, arm- en rugspieren en is ook een ideaal hulpmiddel voor het bevestigen van oefen- en weerstandsbanden.

Specificaties

- Kleur: zwart
- Materiaal: staal
- Afmetingen: 93 x 50,9 x 15 cm (B x D x H)
- Draagvermogen: 120 kg
- Bouten en moeren inbegrepen: M8x75 (2 stuks) - M6x12 (2 stuks) - M8x70 (8 stuks)