

TORK dispenser S4 - manueel - 1 l - zwart

gymna

Art: 1917206 | Merk: [TORK](#)



Productinformatie

De manuele **Tork Dispenser voor S4** vloeibare zeep en schuimzeep biedt een goede handhygiëne en is eenvoudig in gebruik.

Specificaties

- voor alle vullingen van het type S4.
- functioneel en modern design.
- eenvoudig in gebruik, ook voor kinderen en senioren.
- makkelijk te reinigen en bij te vullen waardoor u tijd bespaart.
- materiaal: kunststof.
- kleur: wit of zwart.
- inhoud: 1 liter.
- afmetingen (h x b x d): 29,2 x 11,3 x 11,4 cm.
- geleverd zonder zeep.