

Gymna W-Move Onyx Leg Press

gymna

Art: 350361 | Merk: GYMNA



Productinformatie

De GYMNA W-MOVE LEGG PRESS is voorzien van een Easy-Flex start voor de **versterking van het volledige been**.

Spiergroepen

- Quadriceps
- Gluteus maximus
- Gastrocnemius
- Tibialis anterior
- Soleus

ALGEMENE KENMERKEN

- Gymna W-Move is een **compleet trainingsconcept** dat bestaat uit **9 toestellen** ter verbetering van de spierkracht, algemene conditie en ter ondersteuning van de figuurtraining.
- de toestellen kunnen **apart gekocht** worden, maar zijn ook perfect inzetbaar voor circuittraining.
- compact:
 - zelfs in kleinere praktijken kan u reeds op 20 m² een volledig circuit plaatsen
 - eenvoudig in gebruik:
 - hydraulische cilinders zorgen voor een **zachte overgang tijdens de weerstandstraining**
 - instelbaar op **6 weerstandsniveaus** met de makkelijk te bereiken draaiknop
 - geen verdere instellingen nodig - ergonomisch design past voor iedereen
 - ideaal voor patiënten en oudere personen

- + compact.
- + intuïtief en eenvoudig in gebruik.
- + veilig.

- niet geschikt voor zware krachttraining.
- weerstand niet in kg weer te geven.
- dit toestel heeft geen dubbele functie.

Specificaties

- Afmetingen (l x b x h): 162 x 61 x 126 cm
- Gewicht: 50 kg
- Frame: zwart
- Kussens: premium bekleding, kleur caramel latte