

# CET elektrode voor Winback - convex - 60 mm - 3P ***gymna***

Art: 580573 | Merk: [WINBACK](#)



## Productinformatie

- CET elektroden worden voornamelijk gebruikt voor oppervlakkige en zachte weefsels met een hoog vochtgehalte zoals spieren, fascia, lymfesysteem, veneus systeem, ...
- deze unieke capacitieve elektroden zijn ontworpen voor precisiewerk: behandelen van triggerpoints, defibroserende massages, ...
- naargelang de vorm of locatie van het te behandelen gebied kiest u voor vlakke of convexe elektroden, in verschillende afmetingen en diameters
- u herkent de CET elektroden aan hun zwarte kleur
- enkel compatibel met Back 3<sup>TX</sup> en Back 4