

# Artzt Vitality HRT Tubing - sterk - 1,2 m

**gymna**

Art: 577163 | Merk: [ARTZT VITALITY](#)



## Productinformatie

De **Artzt Vitality HRT Tubing** biedt weerstand voor krachtoefeningen. Deze robuuste **High Resistance Training** Tubing past zich aan uw persoonlijke trainingsbehoeften aan! Veilig, comfortabel en multifunctioneel.

### STEVIIG MATERIAAL

- latex tubing
- stevige nylon coating garandeert het veilig oefenen.
- musketiershaak aan beide uiteinden:
  - bevestigen op verschillende hoogtes voor verschillende behandeldoeleinden of trainingen.
  - te combineren met diverse optionele toebehoren om praktisch en veilig te oefenen. (zie lager onder TOEBEHOREN).

### WEERSTAND, VOOR IEDER WAT WILS

De weerstand van de Artzt Vitality HRT tubing wordt bepaald door:

- de lengte van de tubing, 1,20 m of 2,5 m (niet uitgerokken).
- de kleur van de tubing, keuze uit 3 kleuren.
  - licht/groen.
  - medium/blauw.
  - sterk/zwart.
- de mate van uitrekking van de tubing.
  - uitrekbaar tot 300 %.
  - hoe meer uitgerokken, hoe meer weerstand.

### TOEPASSING

- explosiviteit
- sprintvermogen
- snelheid
- analytische krachtoefeningen van verschillende spiergroepen:
  - schouder, borst, rug, arm en been.

#### OPTIONELE TOEBEHOREN

De Artzt Vitality HRT tubing wordt geleverd zonder toebehoren. Dat laat u toe enkel die toebehoren aan te schaffen die u nodig heeft. Deze functionele toebehoren zorgen voor veel oefenmogelijkheden, zijn veilig en comfortabel.

- Harnas – art. 577.169
- Handgreep – art. 577.168
- Polsband / enkelband – art. 577.167
- MSD Deuranker – art. 529.010
- Sportraamlus – art. 100.177
- Row stick - pro bar - art.577.171

#### REINIGEN

- Reinig de nylon coating met een vochtige doek of zachte borstel.