

# Transducer lineair X6-16L - Vinno 6 - E35

***gymna***

Art: 568255 | Merk: [VINNO](#)



## X6-16L Broadband Linear Array

### Productinformatie

Transducer voor Vinno Echografen Vinno 6 en Vinno E35 - X6-16L broadband linear array.

- Fijne pitch, hoge resolutie.
- Toepassingen: vasculair, kleine lichaamsdelen.
- Frequentiebereik: 5,05-15,50 MHz.
- Gepulseerde golf (wave) Doppler, kleuren Doppler, power Doppler, harmonisch.
- Instelling voor meerdere beeldfrequenties in 2D, harmonische, kleuren Doppler en golf (wave) Dopplermodi.