

Kwell Barbell - Olympic Bar - 220 cm x 50 mm - 20 **gymna** kg

Art: 579113 | Merk: **KWELL**

€ 370,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De **Kwell Barbell - Olympic Bar** is elegant, compact en buitengewoon sterk.

Dankzij de speciale samenstelling is deze barbell **elastisch** tijdens de belasting en herstelt zich snel naar de originele positie na de belasting.

De *sleeves* aan de uiteinden van de halterstang zijn voorzien van lagerbussen waardoor ze bijzonder **soepel roteren** en zo oefeningen zoals '*De Clean & Jerk*' mogelijk maken.

De karteling van de **handgrepen is mediumkorrelig**, waardoor het comfortabel is, zelfs bij zeer hoge belastingen.

Specificaties

- Maximale gebruiksbelasting: 680 kg
- Lengte: 220 cm
- Lengte laadzone: 41 cm
- Diameter laadzone: 50 mm
- Diameter handvat: 28 mm

- Nettogewicht: 20,1 kg
- Glijstelsysteem: lagers
- Handgreep (karteling): fijn