

# CureTape Classic kinesiotape - 2,5 cm x 5 m - beige **gymna**

**(2 st)**

Art: 575935 | Merk: CURETAPE



## Productinformatie

Deze 2,5 cm smalle CureTape Classic wordt veel gebruikt voor lymftaping en behandeling van kleine spiergroepen, alsook voor diverse klachten binnen de logopedie.

Cure tape kan ook gebruikt worden voor:

- Nabehandeling van blessures
- Verbetering van proprioceptie
- Corrigeren van de bewegingsrichting
- Vergroten van stabiliteit
- Verminderen van pijnklachten
- Behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog).
- Triggerpointbehandeling

CureTape is een kwalitatief hoogwaardige elastische katoenen tape met volgende eigenschappen:

- Dezelfde elasticiteit als de menselijke huid
- Huidvriendelijke, anti-allergische lijmlaag die bestaat uit 100% acryl
- Volledig latexvrij
- Waterresistent en ventilerend waardoor de tape meerdere dagen kan blijven zitten zonder los te komen
- Voorzien van een TÜV-kwaliteitscertificaat
- Voldoet aan nieuwste Europese medische MDR wetgeving