

Qines Qlick beugel multi maxi - 105 x 20 cm

Art: 577486 | Merk: QINES

gymna

€ 217,96

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De Qines **Qlick Multi Maxi beugel** maakt deel uit van het **Qines Qlick opbergsysteem**. Qines is het huismerk van Gymna België.

Het Qines Qlick opbergsysteem is een revolutionair muurprofielensysteem waar u al uw oefenmateriaal overzichtelijk op kwijt kunt. Het opbergsysteem vertrekt van een **basis muurprofiel** (art. 577.485) dat te bevestigen is tegen een **volle muur** en vervolledigd wordt met opbergbeugels/leggers.

Uw oefenmateriaal 'hangt' als het ware aan de muur.
Er blijft niets achter op de vloer. Niemand struikelt er nog over ...

MULTI MAXI OPBERGBEUGEL

- op het muurprofiel van 105 cm past één Multi Maxi beugel.

- de **Multi Maxi beugel** is onder meer geschikt om uw **Airex oefenmatten**, sangels, Togu Balanza en ander oefenmateriaal aan op te hangen.
- u 'klikt' deze beugel gewoon vast op het muurprofiel.

MULTI MAXI LEGGER

- in de Multi Maxi beugel past een houten Multi Maxi inlegtablet (art. 577.487) waardoor de beugel een legger wordt.
- voor het opbergen van massageproducten, zalven, klein oefenmateriaal, kleine apparatuur, anatomische modellen, ...

MODULAIR

- alles is apart en per stuk verkrijgbaar.