

Globus Duo Tens

gymna

Art: 503332 | Merk: GLOBUS



Productinformatie

De Globus Duo Tens is een 'zakformaat' apparaat voor 2-kanaals elektrotherapie, in het bijzonder voor pijnbehandelingen. Zeer gebruiksvriendelijk zowel in de praktijk, het ziekenhuis als voor patiënten thuis.

Algemene kenmerken:

- grafisch scherm.
- 20 voorgeprogrammeerde programma's: 16 TENS programma's voor pijn demping, 3 programma's voor sportbehandelingen, 1 programma voor fitness.
- 6 aanpasbare programma's.
- 2 kanalen, de intensiteit kan per kanaal afzonderlijk ingesteld worden.
- werkt op oplaadbare batterij (via netadapter).

Standaard accessoires:

- 2 elektrodekabels.
- 2 sets van 4 zelfklevende elektroden (5 x 9 cm en 5 x 5 cm).
- netadapter.
- geleverd in een handige opbergtas.

Technische specificaties:

- stroomvorm: rechthoekig bifasisch symmetrisch of gecompenseerd
- pulsbreedte: 50 - 400 μ sec., per 10 μ sec.
- frequentie: 1 - 150 Hz
- intensiteit: 0 - 100 mA_{pk}, per 1 mA
- behandeltime: 1 - 99 min.
- werking batterij: +/- 15- 20 u na volledig opladen.
- afmetingen: 13 x 8 x 2 cm
- gewicht: 220 g